

# PiKO

Piotr Kozulski



- Kasy fiskalne
- Czytniki kodów
- Kolektory danych
- Komputery
- Oprogramowanie

**Warning:** Illegal string offset 'small' in  
**/home/pikonspa/domains/kasy-fiskalne-lodz.pl/cache/3\_1^%%55^55B^55B59DEE%%index**  
**.tpl.php** on line **18**



Często spotykamy się z potrzebą dokładnej kontroli zachowań osób rejestrujących sprzedaż na kasie fiskalnej, gdyż poczynania nieuczciwych kasjerów i sprzedawców może mieć zgnubny wpływ na finanse firmy. Dotyczy to zarówno sprzedaży np. alkoholu osobom niepełnoletnim, jak i nieuczciwości niektórych kasjerów "udających" sprzedawanie produktów, jeśli klientem jest osoba znajoma, czy też bezpodstawnie anulujących paragon fiskalny po zainkasowaniu gotówki od klienta.

Nasze urządzenie MTKas pozwala połączyć kasę fiskalną POSNET NEO XL, Combo, Bingo XL z istniejącym już systemem monitoringu wizyjnego placówki handlowej. Nie ma tu znaczenia, czy do rejestracji obrazu używamy specjalnego komputera czy autonomicznego rejestratora. Uządzenie działa w taki sposób że na obraz z kamery telewizyjnej przemysłowej filmującej stanowisko sprzedaży nakładane są napisy (jak na filmie) z treścią paragonu np.:

```
KONSERWA TURYSTYCZNA 1,000 9,50 9,50
CHLEB ZWYKŁY 1,500 3,20 4,60
PAROWKI CIELECE 250g 1,000 12,50 12,50 zł
Gotówka : 50,26
Reszta : 12,00
```

Rejestrowane są następujące wszystkie zdarzenia skutkujące wydrukiem na drukarce kasy

- sprzedaż towaru
- storno (anulowanie) pozycji paragonowej
- zakończenie paragonu
- anulowanie paragonu
- wpłata gotówki do kasy
- wypłata gotówki z kasy
- udzielenie rabatu
  
- udzielenie narzutu

Wszystkich zainteresowanych powyższym rozwiązaniem prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr 502-774-226 lub zgłoszenie na adres mailowy podany na górze strony.

Urządzenie dostępne jest w wersji LAN (dla kas NEO XL, Bingo XL) jak i RS232 (dla kas COMBO)

Program konfiguracyjny do modułu LAN: [MTKasConfigTool.exe](#)

**Dla modułu LAN niezbędne jest zastosowanie zasilacza stabilizowanego 5V, 500mA. Jest on dostępny oddobno jako akcesorium do MTKas.**

